



CENTRIFUGA ANÁLOGA

80 - 24



- ▶ Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm
- ▶ 24 Porta tubos plásticos de 15 ml
- ▶ Capacidad para 24 tubos
- ▶ Rango de tiempo: 0 - 60 min.
- ▶ RCF: 1795 xg
- ▶ Fuente de alimentación: AC220V 50Hz
- ▶ Tapa en acrílico que minimiza el ruido de centrifugado.

COD. 3300124