



## CINTA MÉTRICA ENROLLABLE

### SECA 206



- Mecanismo de enrollado, para espacios reducidos.
- Fácil lectura del resultado de medición a través del indicador.
- Cinta metálica de alta durabilidad.

### Datos técnicos

- Alcance de medición: 0 – 220 cm / 0 – 87"
- División: 1 mm / 1/8"
- Dimensiones (AxAxP): 125 x 125 x 173 mm / 4,9 x 4,9 x 6,8"
- Peso: 202 g / 0.4 lbs

Esta solución para espacios reducidos posee un mecanismo de enrollado automático.

La cinta métrica enrollable seca 206 de pared. Se fija en la pared fácilmente, con un solo tornillo. El indicador de medida se encuentra en el cabezal y permite una fácil lectura de la altura. La cinta está fabricada en metal que le confiere durabilidad.

El montaje en la pared de esta cinta métrica con enrollado automático requiere poco espacio.

