

## SIMULADORES

### ENTRENAMIENTO DE RCP DE MEDIO CUERPO



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Modelo masculino de RCP para adultos simple, económico y portátil.
- ▶ Uso en todos los niveles de hospitales, y escuelas de medicina.
- ▶ Modelo ideal de capacitación y enseñanza de RCP.
- ▶ Características:
  - ▶ Simulación de apertura de vía aérea.
  - ▶ Manipulación de la presión en el pecho: fuerza correcta (4-5 cm), muestra la presión correcta demasiado grande (más de 5 cm). Alerta incluida:
    - ▶ Alerta roja: presión excesiva en el pecho.
    - ▶ Alerta amarilla: presión insuficiente en el pecho.
    - ▶ Alerta verde: presión correcta en el pecho
- ▶ Boca a boca (soplar): el rango de volumen tidal juzgado observando los altibajos del tórax (estándar de volumen tidal  $\leq 500\text{ml} / 600\text{ml} - 1000\text{ml} \leq$ )
- ▶ Frecuencia de funcionamiento: el último estándar internacional: 100 veces/min.



MODELO

COD. 6304041