



ENTRENADOR DE DEA BILINGUE

SB47847U



ENTRENADOR CON MODULO DE CONEXION, LIGERO, OFRECE ESCENARIOS BILINGUES (INGLES Y ESPANOL), FUNCIONAL, CONTROL REMOTO, BOTON DE VOLUMEN Y PAUSA, CONEXI&N DE NINO Y ADULTO Y ALMOHADILLAS.

INCLUYE 8 ESCENARIOS PREPROGRAMADOS PARA SIMULAR VARIOS CASOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA.

-METRONOMO MARCA LAS COMPRESIONES TORACICAS DE RCP.

-PUERTO DE AUDIO PERMITE CONECTAR LAS BOCINAS.

-SU DISENO DE CONEXIONES PERMITE ACTUALIZACIONES Y CAMBIO DE LENGUAJES

-VIENE EN UN ESTUCHE DE NYLON 27x20x7.

-LA BASE REQUIERE 3 BATERIAS AA NO INCLUIDAS, O UN ADAPTADOR CA QUE SI ESTA INCLUIDO.

-EL CONTROL REMOTO NECESITA 2 BATERIAS AAA.

MIDE 18x15x5cm

CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DE CCC DE 2005.

PESO 2.50 LBS.