

## SIMULADORES

### FORMACIÓN DE ENFERMERIA FEMENINO O MASCULINO



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Implementado estándar: AHA (American Heart Association) guía para la RCP.
- ▶ Característica maniquí de RCP:
  - ▶ Característica anatómica, sensación táctil realista y piel realista, apariencia vívida,
  - ▶ Simular signos vitales (a) Estado de la pupila: observación de contraste de las pupilas, una está dilatada, la otra está contraída (b) Respuesta de la arteria carótida: simular el pulso de la arteria carótida.
  - ▶ Vía aérea abierta.
  - ▶ Puede realizar respiración artificial y compresión cardíaca externa.
- ▶ Característica del instrumento de RCP:
  - ▶ Entrenamiento en RCP disponible.
  - ▶ Monitoreo electrónico del sitio de compresión.
  - ▶ Los indicadores muestran el volumen de inflado, volumen de inflado correcto: 800-1200 ml. Volumen de inflado (a) Insuficiente, indicador amarillo (b) Adecuado, indicador verde (c) Excesivo, indicador rojo.
  - ▶ Los indicadores muestran la profundidad de compresión: profundidad de compresión correcta: 4-5 cm (a) insuficiente, indicador amarillo (b) Profundidad de compresión adecuada, indicador verde (c) Profundidad de compresión excesiva, indicador rojo.
  - ▶ Mensaje de voz. Tasa de operación:  $\geq 100$  veces / min.
  - ▶ Ciclo de operación: 2 inflados válidos después de 30 compresiones válidas, 5 ciclos.
  - ▶ Establecer el tiempo de funcionamiento, valores en segundos.



## MODELO

COD. 6340612  
\*Femenino

COD. 6340622  
\*Masculino