



FOTÓFORO DE LUZ FRÍA (LAMPARA FRONTAL)

WELCH ALLYN 46070



CARACTERÍSTICAS

- LÁMPARA DE PROCEDIMIENTOS GREEN SERIES, PROPORCIONA UNA LUZ BLANCA, FRÍA Y BRILLANTE SIN SOMBRAS PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO.
- EQUIPO CÓMODO DE USAR PARA PROCEDIMIENTOS SIMPLES Y COMPLEJOS.
- EL PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES COMO ACCESORIO OPCIONAL LO CONVIERTE EN UNA UNIDAD COMPLETAMENTE PORTÁTIL Y COMPACTA QUE PERMITE LA LIBERTAD DEL MOVIMIENTO.
- BOMBILLO LED QUE SUMINISTRA HASTA 50000 HORAS DE VIDA UTIL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- TEMPERATURA DEL COLOR: 5700 °K • INTENSIDAD DE LUZ: 9000 LUX; 120 LÚMENES
- DISTANCIA DE TRABAJO: 46 CM
- VIDA UTIL BOMBILLO: 50000 HRS

- FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIRECTA
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN PORTÁTIL REF 75260 (OPCIONAL)
- PESO: 170 G

DATOS TÉCNICOS:

- PESO: 4 Oz (MENOS DE 120 GRAMOS)
- FUENTE DE LUZ: LAMPARA DE ESTADO SOLIDO DE 1 WAT
- TEMPERATURA DE COLOR: 5.500 GRADOS oK – 20 LUMENS
- DISTANCIA DE TRABAJO SEGUN ILUMINACION 16 PULGADAS (40 CMS)
- HAZ DE LUZ AJUSTABLE
- TAMAÑO AREA DE ILUMINACION: 1.5 A 6 PULGADAS (4-15 CMS)
- VIDA DE BATERIA: 2 ANOS
- TIEMPO OPERACION DE BATERIA: 1.5 HORAS DE USO CONTINUO CON LA BATERIA TOTALMENTE CARGADA.
- CINTA DE CABEZA SUAVE