



FONENDOSCOPIO GMD

OIS 500



DESCRIPCIÓN

El fonendoscopio OIS 500 cuenta con tubos auriculares fabricados en cobre y campana en aleación de zinc, incorpora una manguera en forma de "A", garantizando así una óptima conductividad del sonido.

BENEFICIOS

Para estudiantes y profesionales de la salud.
Ideal para obtención de sonidos corporales.
Campana robusta en aleación de Zinc.

Olivas diseñadas para la estructura del oído.
Manguera en forma de "A".
Óptima percusión de acústica.
Hasta 3 años de garantía registrando el producto.

ESPECIFICACIONES

Información Importante: La imagen es de uso únicamente ilustrativo e informativo. Algunos colores y atributos pueden no estar disponibles o no corresponder al producto. Para mayor información sobre disponibilidad de colores y características, consulte con su asesor comercial.

SKU/EAN13: D01ID01145 - 7709594331561

Dimensiones de caja master: 54,7 cm x 40,9 cm x 26,2 cm

Cantidad por caja master: 12 unidades.

Peso neto caja master: 9 kg

Peso bruto caja master: 10 kg

Dimensiones caja primaria: 17,4 cm x 39,4 cm x 5,8 cm

Peso neto unidad: 0,6 kg

Materiales: Tubos auriculares en cobre, campana en aleación de zinc y manguera en PVC.