

CARRO DE PARO PEQUEÑO

CÓDIGO. M-086



- Tapa superior en acero inoxidable ref.304. C.20.
- Protector superior aislante en acrílico.
- Tres cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en acrílico.
- Alacena inferior de dos puertas.
- Manijas estampadas en acero inoxidable.
- Manija plástica superior para transporte.
- Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada.
- Multitoma para conexión de equipos.
- Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.
- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior derecha.
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.85 m.
- Terminado en pintura electrostática.