

ESCALERILLA DE UN PASO EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-117

Linea ACERO
INOXIDABLE



MAFET®

- Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Paso cubierto en caucho antideslizante y bocel en caucho.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Cuatro tapones plásticos de 7/8".
- Dimensiones: Largo 0.32 m, Ancho 0.20 m, Altura 0.23 m.
- Terminado en acero inoxidable Ref.304.

COIMPORMÉDICA