

MESA AUXILIAR CON CAJONES

CÓDIGO. M-137



- Estructura fabricada en tubo redondo de 1" C.18 cold rolled.
- Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled C.22.
- Bandeja superior en lámina de acero brillante ref.430.
- Con tres cajones para almacenamiento de insumos
- Con cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en acero pintura electrostática en polvo.