

MESA DE NOCHE EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-145

Línea **ACERO
INOXIDABLE**



- Estructura fabricada en lámina de acero inoxidable ref.304.
- Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref. 304.
- Con gaveta para almacenamiento.
- Alacena con cierre seguro de rodillo.
- Con cuatro niveladores de 3/8".
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.

COIMPORMÉDICA