



MANIQUI PARA RCCP ADAM CON ELECTRONICA Y BOLSA PP02300(EX)U



MARCA / PAÍS NASCO- EEUU

UNIDAD DE VENTA UNIDAD

USO

FORMACIÓN DE PERSONAL SALUD PRE HOSPITALARIO E INTRAHOSPITALARIO DEL SECTOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

CARACTERÍSTICAS

- *SIMULADOR DORSO ADULTO/ADOLECENTE IDEAL PARA REALIZAR MANIOBRA DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR RCP.
- *CUENTA CON MARCAS ANATOMICAS REALES (PULSO CAROTIDO, ESTERNON, CAJA TORACICA Y ESCOTADURA SUBESTERNA Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL TORAX AYUDAN APRENDER Y A PERFECCIONAR TUS HABILIDADES.
- * ES LIGERO Y PORTATIL.
- * CUENTA CON COMPONENTE ELECTRONICO Y RECIBE UNA CONSOLA EXTERIOR QUE INDICA LA POSICION CORRECTA DE LA MANO, COMPRESIÓN DEL TÓRAX Y VOLUMEN DEL AIRE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- * DORSO COLOR CLARO
- * PESO ENVIÓ 23 LBS O 1043 KG.
- * GARANTÍA DE UN (1) AÑO, POR DEFECTOS DE FABRICA.

ACCESORIOS

- * INCLUYE MORRAL DE TRANSPORTE EN LONA.
- * INCLUYE SISTEMA ELECTRÓNICO CON MONITOR DE ALTA CALIDAD EN EL RCP.
- * INCLUYE 10 SISTEMAS DE VÍAS AÉREAS DESECHABLES DE BAJO COSTO Y BOQUILLAS O PIEZAS NASALES INDIVIDUALES QUE PUEDEN DESINFECTARSE PARA SER REUTILIZADAS.