



## MANIQUÍ DE ENTRENAMIENTO SANI-BABY PARA RCP

REF: PP02121 0 100-2121U



**MARCA / PAÍS** NASCO - EEUU

**UNIDAD DE VENTA:** UNIDAD

### CARACTERÍSTICAS

\* MANIQUI MODELO BEBE LACTANTE CUERPOS COMPLETO PARA RCP ECONOMICO CUENTA CON PULMON Y VIA AEREA DESECHABLE JUANTO A MASCARILLA DE PROTECCION FACIAL.

\* TIENE CARA REALISTA CON FACIES Y CABELLO MOLDEADO, CAJA TORACICA BIEN DEFINIDA Y APOFISIS XIFOIDES.

\* PUNTOS DE REFERENCIA (SENALES) ANATOMICAS

\* EXPANSION DEL TORAX EN LA MANIOBRA DE VENTILACION

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

\* FABRICADO EN PLASTICO VINILO SUAVE, RECUBIERTO CON POLIURETANO.

\* NO REQUIERE DE LIMPIEZA INTERNA, DESINFECCION O DESARME.

\* DIMENSIONES: 66 X 38 X 20 CM.

\* PESO: 4.50 LIBRAS O 2,04 KG.

\* UN AÑO DE GARANTIA

### USO

CENTROS DE SIMULACION Y ENSEÑAZA A PERSONAL SALUD TANTO INTRA COMO EXTRAHOSPITALARIOS.

### ACCESORIOS

\* INCLUYE TRES (3) SISTEMAS DE PROTECCIÓN FACIAL / PULMONES.

\* NO INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE.