



## MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL

### ADVIEW 2



El monitor de Tensión Arterial automático y manual, Frecuencia Cardíaca y pulsioximetría de Adview 2 es un dispositivo modular que integra tecnología de vanguardia. Gracias a la innovadora tecnología Advantage™ en el campo de la PA, este equipo de signos vitales ofrece funcionalidades únicas. Su diseño versátil permite una fácil integración en diversos flujos de trabajo clínicos, brindando la flexibilidad de añadir o cambiar módulos de oximetría de pulso y termometría según las necesidades de los pacientes durante las tareas médicas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### TENSIÓN ARTERIAL (T.A.):



- Medición de TA: Método Oscilométrico
- Rango de Medición: Sistólica: 40-260 mmHg (adulto), 40-230mmHg (pediátrico)
- Diastólica: 20-200 mmHg (adulto), 20-160mmHg (pediátrico)
- Frecuencia Cardíaca: 30-220 lpm
- Tiempo de lectura TA: 35-40 segundos
- Fiabilidad: Cumple y excede el estándar ANSI / AAMI / ISO 81060-2: 2013 para precisión no invasiva (error medio de  $\pm 5$  mmHg con desviación estándar de 8 mmHg)
- Dimensiones: 215mm x 190mm x 140mm

#### SATURACIÓN DE OXIGENO (SpO2):

- Saturación Normal (sin movimiento): 70-100% Armas  $\pm 2\%$  Saturación
- Movimiento de saturación N/A
- Baja perfusión N/A
- Frecuencia cardíaca del pulso: 20-300 BPM:  $\pm 3$  BPM
- Frecuencia cardíaca del pulso con movimiento: 20-300 BPM:  $\pm 3$  BPM

#### Accesorios incluidos:

- Batería recargable de iones de litio
- Cable de alimentación
- Tubo de 10 pies de largo
- Manguitos Adulto Plus y Large Adult Plus
- Cable adaptador mini USB a USB
- Guía de usuario.
- Guía de inicio rápido.