




MUÑECO DE ENTRENAMIENTO SANI - CHILD

REF PP02140



MARCA / PAÍS NASCO

UNIDAD DE VENTA UNIDAD

USO

FORMACIÓN ACADÉMICA SIMULACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- * MANIQUÍ PARA RCP ECONÓMICO
- * TORSO FABRICADO EN PLÁSTICO VINILO SUAVE, RECUBIERTO CON POLIURETANO
- * VÍA AÉREA, PULMÓN Y MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- * PUNTOS DE REFERENCIA (SEÑALES) ANATÓMICAS
- * EXPANSIÓN DEL TORAX EN LA MANIOBRA DE VENTILACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- * NO REQUIERE DE LIMPIEZA INTERNA, DESINFECCIÓN O DESARME.
- * COLOR CLARO.
- * DIMENSIONES: 43 X 25 X 19 CM.
- * PESO: 5,50 LIBRAS o 2,49 KG