

Succionador quirurgico



7A-23B

Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios y quirófanos, fácil transporte gracias a su base rodable.

Alta presión de vacío de hasta 760 mmHg con válvula de protección contra sobrepresión, que evita derrames y entrada de líquido al equipo.

Poder de succión de 20 LPM permite amplio poder de succión con nivel de ruido por debajo de < 65dB. líquido al equipo.

2 Botellas de 2.500cc reusables y de fácil lavado, Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg

Especificaciones Técnicas:

Nivel de ruido: Menor o igual a 65 db

Accesorios: 2 Botellas de 2.500 c.c,
2 tapas, 1 manguera, manguera de
interconexión, 1 filtro, adaptador y pedal

Capacidad de succión: Hasta 20 LPM

Uso: adulto - pediátrico - neonatal

Modo de operación: Continuo e intermitente

Capacidad total: 5000 c.c

