

SIMULADORES

BEBÉ RCP



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Anatómico, sensación táctil realista y color de piel realista, apariencia vívida.
- ▶ Puede realizar respiración artificial, compresión extra cardíaca y vía aérea abierta.
- ▶ Modo de operación: entrenamiento de RCP, puede realizar compresión e inflación.
- ▶ Característica del instrumento de RCP:
 - ▶ El indicador muestra el volumen de inflación, el volumen de inflación correcto: 30ml- 50ml; Ventilación rápida > 30 ml en 0,27 segundos indicado por luz roja.
 - ▶ El indicador muestra la profundidad de compresión: profundidad de compresión correcta: aproximadamente 13 mm-20 mm.
 - ▶ Cuando el volumen de inflado y la profundidad de compresión sean adecuados o excesivos, los indicadores serán de color verde, amarillo y la alarma sonará en consecuencia.
 - ▶ Muestra la posición de compresión: Posición de compresión derecha indicada por una luz roja en el medio del pecho.
 - ▶ Frecuencia de operación: ≥ 100 veces/min.
 - ▶ Relación de compresión y respiración artificial: 30:2/simple o 15:2/doble.
 - ▶ Ciclo de operación: después de 2 inflados válidos, luego 5 ciclos de operación de RCP según la relación de compresión e inflado 30:2 o 15:2



MODELO
COD. 6304160