



## SILLA SANITARIO CROMADA SIN RUEDAS



- Silla Inodoro Ortopedica Plegable Ajustable hierro cromado buena calidad Sin Ruedas.
- Silla con Inodoro Plegable Cómoda Con Los Brazos De Plásticos
- Marco de acero al carbono cromado durable es plegable
- Cubo de plástico extraíble con tapa
- Apoyabrazos y respaldo fijo
- Cada pata tiene un pasador de bloqueo de resorte para ajustar la altura en 5 niveles
- Cada pata tiene una punta de goma antideslizante
- La silla es plegable para facilitar el almacenamiento y la transferencia.

### DATOS TÉCNICOS

- Tipo de Apoyo : Tapón – Material Plástico – Tamaño Diámetro de 4 cm
- Referencia KB215SR-AL
- Profundidad del Asiento 44 cm
- Peso Neto 5 kg
- Material Aluminio Anodizado
- Largo del Producto 44 cm
- Estructura Plegable
- Capacidad de Peso 90 kg
- Calibre del Tubo 1 mm
- Ancho Interno del Asidero 48 cm
- Ancho del Producto 55 cm
- Ancho del Asiento al Respaldo 46 cm
- Altura Total Mín 72 cm – Máx 82 cm
- Altura del Asiento del Piso Mín 43 cm – Máx 53 cm
- Altura del Apoyabrazos 20 cm