



## ATRIL BOMBA DE INFUSIÓN ABS

CM - 012



Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 y tubo redondo de 3/4 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304.

4 ganchos para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 en acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.85 m a 2.05 m según la necesidad.

Bandeja para bomba de infusión de 0.19 m x 0.29 m en acero inoxidable.

Base de 5 patas plásticas en ABS, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.