



ATRIL PORTA SUERO BASE CINCO

CM - 003



Fabricado en tubo redondo de 7/8 C.18 en acero cold rolled pintado y tubo redondo 5/8 C.18 en acero inoxidable ref. 304.

Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.

Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura entre 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.

Base de 5 patas en tubería cuadrada de 1" C.18 de acero cold rolled pintado, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electroestática y acero inoxidable ref. 304.