



BÁSCULA DE PISO MECÁNICA HEALT O METER 160 KL



Esta báscula clásica "Bigfoot" tiene una plataforma profunda con antideslizante superficie y un dial elevado de 8" fácil de leer, bueno para los pacientes con problemas de visión o aquellos que prefieren más espacio para los pies.

400 lb / 180 kg Escala de piso de capacidad

La alta capacidad de esta báscula de piso proporciona uso más versátil

Pesa en libras/kg

La pantalla del dial muestra el peso en ambas libras y kilogramos aportando versatilidad

Pantalla de esfera elevada de 8"

La pantalla de dial grande y fácil de leer está elevada por encima de la base de la báscula para permitir más espacio para los pies en la plataforma

Especificaciones

- Capacidad: 400 lb /180 kg
- Graduación: 1 lb / 1 kg
- Esfera de 8" (elevado 4")
- Tamaño de la plataforma (w x d x h):
11" x 12 1/2" x 3" / 279 mm x 318 mm x 76 mm
- Huella del producto (w x d x h):
11 3/4" x 18 1/4" x 7 1/4" / 298 mm x 464 mm x 184 mm
- Peso del producto: 9 lb / 4 kg
- 1 año de garantía