



CAMILLA GINECOLÓGICA AMERICANA

TOP CM - 152



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.

6 cajones, 3 frontales y tres laterales para almacenamiento.

Cajón escalerilla en la parte inferior frontal, con paso en alfajor antideslizante de aluminio.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Porta rollo en la parte superior.

6 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.