



CAMA CUNA PRO DE LUJO

CM - 034



Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled 1" 1/4 C.18.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y cambio de altura; los movimientos se accionan por medio de manivela.

2 barandas tipo corral de funcionamiento telescópico con seguro, fabricada en tubo cuadrado 3/4" C.18 con varilla redonda de 1/4, todo en acero cold rolled.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.