



CAMA GINECO OBSTÉTRICA CM - 059



Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.

Colchoneta en cordobán lavable y espuma de alta densidad de 8cm.

Cabecero y piecero en plástico ABS, desmontables para fácil limpieza y con guarniciones plásticas en las 4 esquinas inferiores para protección de la cama.

Tendido dividido en 3 secciones elaborados en polipropileno inoxidable y traslucido de alta resistencia, la tercera sección recorrido lineal alternativo, para facilitar el parto.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg invertido; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 3 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

UPS en caso de falla eléctrica.

2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, se puede ubicar en cualquiera de las cuatro esquinas de la cama.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Accesorios: Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

Dimensiones internas aproximadas: Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Altura min. 0.70 m - máx. 0.90 m. TRL: 12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.