



CAMILLA NEUMÁTICA TRL

CM - 069



Fabricada en acero cold rolled C18.

Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.

Tendido con cabecero de levante de sistema neumático en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, trendelenburg y trendelenburg inverso que se acciona por medio de sistema neumático.

2 barandas plegables en aluminio.

Soporte para bala de oxígeno.

Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C. 22

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m - Altura: 0.80 m - TRL: 12°.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 180kg - 220kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.