



CAMINADOR CON RUEDAS



- Caminador Estructura liviana en aluminio con dos ruedas delanteras
- Asideros forrados en espuma, Conveniente mecanismo de plegado accionado con la palma de la mano o con un dedo, con Tapones anti-deslizantes para mayor tracción, Cambio de altura para adaptarlo a la estatura de la persona con la discapacidad,
- Capacidad de Peso 100 kg
- Ancho Interno del asidero 44 cm, ancho de la base 50 cm, Altura total Min. 78cm - Máx 95 cm