



## CENTRIFUGA DIGITAL

80 - 2C



- ▶ Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm.
- ▶ 12 Porta tubos plásticos de 20 ml.
- ▶ Capacidad para 12 tubos.
- ▶ Rango de tiempo: 0 - 99 min.
- ▶ RCF: 2325 xg.      ▶ Fuerza de motor: 80W.
- ▶ Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz.
- ▶ Tapa que minimiza el ruido con cerradura electrónica.

COD. 3400013