



CONCENTRADOR DE OXÍGENO


OxyPure

- 1-5 lpm
- Diseño Robusto y Liviano
- Mantenimiento fácil y rápido
- Monitor de Oxígeno y desempeño
- Adecuado para la Mayoría de las prescripciones de Oxígeno



OxyPure

CONCENTRADOR DE OXÍGENO



Especificaciones

Modelo: Oxypure ZY - 5BA

Flujo de Oxígeno	1 a 5 litros por minuto
Método de entrega	Continuo
Nivel de ruido (dBA)	40 dBA
Peso (Kg)	16 Kg
Medidas (LxAxA)	36 x 29 x 58 cm
Longitud del cable	2 m
Pureza	93 +/- 3%
Requerimientos eléctricos	115V/60Hz