



CPAP resmart autocpap g2s a20



RESmart G2S A20 es un dispositivo de presión de Auto-ajuste CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) con humidificador integrado, diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos, en el hospital o en el hogar.

Use G2S A20, disfrute el sueño de toda la noche, diga adiós a sus ronquidos.

Especificaciones

Rendimiento


Modo de trabajo
 Rango de presión
 Reslex
 Tiempo de rampa
 Auto On/Off
 Nivel de humedad
 Alerta
 Nivel de sonido
 Flujo de salida máxima

Alcance

Auto CPAP, CPAP
 4-20 cm H₂O (Paso 0.5 cm H₂O)
 Apagado/1/2/3
 0~60 minutos
 Apagado (Preterminado)
 Apagado / 1-5
 Falla de Energía-Fuga Alta
 28 dBa(a la presión de 10 cmH₂O)
 Presión de Prueba(hPa) 4 10 15 20
 Presión en el puerto de conexión(hPa) 3 9 14 19
 Flujo promedio en el puerto de conexión(L/m) 85 135 140 140


Otros

Peso 1.9 kg
 Dimensión 274 mm × 184 mm × 115 mm
 Corriente 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2.0 A
 Humedad 15% a 93% Sin condensación
 Presión atmosférica Operación 760 a 1060 hPa
 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
 Transporte/Almacenamiento -25°C a 70°C(-13°F a 158°F)
 Temperatura máxima de gas suministrada ≤ 43°C
 Tipo de protección contra descargas eléctricas Equipo Clase II
 Grado de protección contra choque eléctrico Tipo BF Parte Aplicada
 Grado de protección contra el ingreso de agua IP22



Estable y Cómodo

- ◆ Nivel de ruido 28 dB, lo hace sentir más tranquilo
- ◆ Compensación automática de fugas y de altitud
- ◆ Gran placa, mayor eficiencia de humidificación
- ◆ Reslex, la función de liberación de presión de exhalación
- ◆ Automático Encendido / Apagado
- ◆ Compatible con tubos de 15/22 mm




Metodos de Revisar el Informe

- ◆ Informe rápido vía la pantalla del dispositivo
- ◆ BMCares App(iCode / iCode QR / iCode QR+)
- ◆ RESmart nPAP Software (Tarjeta SD)
- ◆ Web version (www.icodeconnect.com/quick/info)



Accesorios



SD Card (8 GB)
60110131



Air Filter (AF-B2, Black)
60380153



SpO₂ Kit (KS-CM01)
61230015



Heated Tubing System
60110081



Water Chamber (WT-C1)
60350392



DC/DC Converter
603B0069