

FONENDOSCOPIO CLINICAL LITE



ESPECIFICACIONES :

Fonendoscopio de doble campana utilizado para detectar de manera óptima y auscultar los sonidos producidos en el interior del cuerpo, fabricado en material aluminio anodizado y diafragma en fibra de vidrio.

Especificaciones:

- Incluye dos pares de olivas en caucho transparente y negro
- Incluye marquilla para fonendo y una membrana reemplazable
- Longitud total: Aprox. 31"
- Peso: Appx 3,9 oz