



## FONENDOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III



### Versatilidad de campana abierta.

El lado pediátrico se convierte en una campana. Solamente retire la diafragma y reemplácelo por un anillo que reduce el frío al paciente.

## Presentamos el fonendoscopio 3M Littmann Classic III

Desde el primer momento estará a la altura de sus expectativas. El fonendoscopio 3M Littmann® Classic III es la nueva versión de la línea Classic, inspirada para ayudar a millones de profesionales médicos a desempeñar su profesión con excelencia. Trae consigo nuevo diseño, materiales y tecnología a la gama de fonendoscopios Littmann®.

El nuevo fonendoscopio Littmann® Classic III le ofrece:



Alta sensibilidad acústica para la realización de valoraciones generales.



Diafragmas de doble frecuencia en el lado pediátrico y en el lado de adultos.



Membrana de una sola pieza que es fácil de colocar y de limpiar por la suavidad de su superficie sin fisuras.



Tubo de nueva tecnología con mayor durabilidad y menor probabilidad de desteñirse. Resistente a aceites corporales y alcohol.

## Características

Diafragma de doble frecuencia en ambos lados de la campana:

-Adulto y pediátrico

-El lado pediátrico, es útil para pacientes pequeños o délgados y auscultaciones carótidas.

Olivas súper blandas le entregan comodidad y un excelente **sellado acústico; se ajustan firmemente a los tubos para mayor seguridad.**

La campana permanece libre de suciedad y de otras partículas ambientales gracias a la membrana que la cubre.

Auriculares ajustables **que le permiten fijarlos según el tamaño de su cabeza y comodidad deseada, solamente con apretar o estirar de los tubos.**

Libre de látex o phtalatos

Fabricado en Estados Unidos. Aplicamos rigurosamente procesos y controles de calidad a todos los fonendoscopios de Littmann® para que usted reciba este instrumento en óptimas condiciones asegurándole una larga duración.

### Especificaciones del fonendoscopio Littmann Classic III

Longitud	69cm
Peso	150g
Desempeño acústico	7
Garantía	5 años
<b>CAMPANA</b>	
Construcción	Doble cara, adultos y pediátrico
Material	Acero inoxidable
Diafragma	Diafragma de doble frecuencia de una sola pieza
Diámetro del diafragma	Adulto: 4.3cm Pediátrico: 3.3cm
<b>BINAURAL</b>	
Construcción	Lumen (canal acústico único)
Material	Libre de látex y phtalatos
<b>AURICULARES</b>	
Material	Diámetro ancho aleación aluminio anodizado

## Acabados y colores

Periódicamente lanzamos nuevas combinaciones de colores y acabados. Visite nuestro sitio [www.littmann.cl](http://www.littmann.cl) para más información.

Debido a limitaciones del proceso de impresión, los colores indicados son aproximaciones de los colores de los tubos reales.



### Combinaciones de colores y acabados disponibles

COLORES	ACABADO ESTÁNDAR	ACABADO ESPECIAL
Negro	5620	Black 5803, Smoke 5811
Gris	5621	
Azul Marino	5622	
Azul Caribe	5623	Rainbow 5807
Verde Cazador	5624	
Frambuesa	5626	Rainbow 5806
Burdeo	5627	
Naranja	5629	
Azul Cielo	5630	
Rosado	5639	
Rosado Perla	5633	
Chocolate		Copper 5809
Verde Oliva		Smoke 5812
Ciruela	5831	
Lavanda	5832	
Turquesa	5835	
Lima Limón	5839	
Verde Lima	5829	
Esmeralda	5840	