



GABINETE DENTAL CM - 124



- Estructura fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.
- Tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.
- Tres cajones para almacenamiento.
- Alacena inferior de dos puertas.
- Manijas estampadas en acero inoxidable.
- Manija superior para transporte plástica.
- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior derecha.
- Cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.85 m.
- Terminado en pintura electrostática.