



GRÚA DE TRANSPORTE DE PACIENTES

CM - 125



- Estructura fabricada en tubo de acero cold rolled, aguaneagra de 2".
- Sistema eléctrico para el sistema de elevación y descenso.
- Soporte superior giratorio lateralizado.
- Lona impermeable para el traslado del paciente.
- Gancho para sujeción de lona.
- Cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 50 m, Altura 1.50 m.
- Terminado en pintura electrostática.