



MESA DE NECROPSIA CM - 142



Fabricada en tubo C.18 y lámina C.18, todo en acero inoxidable ref.304.

Grifería con regadera de manguera flexible que facilita el uso en el espacio de la mesa.

Poceta con grifería cuello de cisne, para facilitar el lavado.

Apoya cabezas con graduación y desplazamiento.

2 Secciones de rejilla removibles.

Bandeja auxiliar con desplazamiento lateral.

Dimensiones: Largo 2.50 m, Ancho 0.75 m, alto 0.70 m.

4 flanches en acero inoxidable que le da estabilidad total a la mesa.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en acero inoxidable ref. 304.