



SILLAS DE RUEDAS BRAZOS Y PIECEROS FIJOS

CM - 183



Estructura plegable en acero cromado

- Apoyabrazos, espaldar y pieceros fijos.
- Llanta trasera en PU rin estrella de 24" con aro autopropulsor
- Pieceros metálicos
- Llanta delantera maciza de 8".
- Frenos de parqueo.
- Cojinería en nylon negro.
- Ancho total: 64 cm.
- Ancho asiento: 46 cm.
- Alto llanta trasera: 62 cm.
- Alto llanta delantera: 20 cm.
- Alto piso asiento: 49 cm.
- Alto total: 89 cm.
- Resistencia: 100 Kg.
- Peso producto: 17,8 Kg