



## SILLA PARA ACOMPAÑANTE

CM - 185



Fabricada en tubo redondo de 1" 1/4 cold rolled C.18.

Tapizados en cordobán lavable y espuma de 5 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.

Manija de correa que ayuda en el momento de plegar de la silla.

6 ruedas de 2" y 3" con freno para asegurar después del desplazamiento.

2 tapones antideslizantes.

Capacidad de carga: 150kg – 200kg.

Dimensiones aproximadas: Largo 0.67 m – Ancho 0.62 m – Alto al asiento 0.50 m – Extendido 1.92 m.

Terminado en pintura electrostática en polvo.