

# Succionador Portable

Referencia: 7E-D



**pulmo - med**

## Descripción del producto:

\*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Ideal para uso en clínicas, hospitales, consultorios, servicios domiciliarios y ambulancias. Posee una batería recargable 12 voltios (Ni-Cd) duración  $\geq 30$  min. con carga completa. Tiempo e recarga aprox. 2 horas, presión de succión 150 ~ 560 mm/Hg., capacidad máxima de succión 15 LPM, permite amplio poder de succión, nivel de ruido  $\leq 65$  dB ~ 1 mt, succión de secreciones en la vía aérea, motor libre de lubricación (aceite), válvula de protección para sobre flujo lo que permite controlar los líquidos aspirados, control regulable de aspiración, tiempo máximo de trabajo continuo hasta 40 min., tiempo de descanso mínimo (30 min.) cuerpo en material plástico de alto impacto que permite un fácil lavado, fácil de transportar, capacidad de la botella de 1000 C.C. Botella plástica reusable, válvula de regulación de succión, alimentación 110 Vol. / 50 - 60 Hz. No debe ser usado en lugares con presencia de gases inflamables. Peso neto 6.5 kgs con batería

**Nivel de ruido:** Menor o igual a 65 db

**Capacidad de succión:** Mayor o igual a 15 LPM

**Accesorios:** 1 Botella de 1.000 c.c, 1 filtro,

**Uso:** adulto - pediátrico

1 manguera de succión, manual de operación y adaptador 12 V

**Modo de operación:** Continuo

**Capacidad de recipiente:** 1000 c.c

## REGISTRO SANITARIO INVIMA

**Registro sanitario:** 2020DM-0022467

**Origen:** China

**Titular:** Coimpormedica SAS

**Marca Comercial:** Pulmo-Med

**Vigencia:** 24/11/2030

**Material:** PVC Termoformado

**Vida útil:** 5 años

**Indicaciones de uso:** Leer manual antes de uso

**Clasificación:** IIA

**Sistemas calidad:** Prueba de estabilidad y aspecto

**Importador:** Coimpormedica SAS

físico en la línea de producción

**Modalidad:** Importar y Vender

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenamiento

**Unidad de empaque:** Unidad

en lugar seco y lejos de olores fuertes

Carrera 13 # 46 - 52 Chapinero **Bogotá D.C Colombia**

**Móvil:** 313 247 9162 - 317 557 7931 **Email:** ventas@coimpormedica.com [coimpormedica.com](http://coimpormedica.com)