



SUCCIONADOR PORTÁTIL 7E - B5



*Panel del Succionador

Descripción del producto:

Referencia: 7E-B5 **yuwell**

Ideal para uso en consultorios, hogar, servicios domiciliarios en Adultos y Pediátricos. No es apto para uso prolongado u hospitalario. Cuenta con presión máxima negativa de 760 mm/hg. Alta presión de vacío. Motor libre de lubricación (aceites). Protección para sobreflujo, lo que permite controlar los líquidos aspirados. Cuerpo en material plástico de alto impacto que permite fácil lavado.

Nivel de ruido: Menor a 60 db	Capacidad de succión: 20 Litros por Minuto
Accesorios: 1 Botella de 1.000 c.c.,	Uso: adulto - pediátrico
1 tapa, 1 manguera para succión,	Alimentación: 110 vol. / 50 - 60 Hz
1 filtro antibacteriano y manual.	Tiempo de uso: por ciclo 30 min. con auto apagado

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro sanitario: 2020DM-0022467	Fabricante: Pulmo-Med - Yuwell
Titular: Coimpormedica SAS	Marca Comercial: Yuwell
Vigencia: 24/11/2030	Peso: 3.9 kg,
Vida útil: 5 años	Indicaciones de uso: Leer manual antes de uso
Clasificación: IIA	Sistemas calidad: ISO 13485
Importador: Coimpormedica SAS	Condiciones de almacenamiento: Lugar seco
Modalidad: Importar y Vender	y lejos de olores fuertes
Origen: China	Capacidad del frasco: 1.000 cc