

CAJA DE PRISMAS SUELTAS



La caja de prismas x16 es un complemento de la caja de pruebas para realizar ortóptica, evaluación de desviación visual o incluso terapia ocular. Esta presentación tiene cada uno de los poderes de prismas de forma individual lo cual permite facilitar ejercicios de terapia con pacientes que lo requieran.

- Cantidad de prismas: 16 Mas filtro Rojo
- Material del prisma: Aleación de plástico
- Estuche: Aluminio martillado con broche de cierre
- Poderes: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, y 45