

ECÓGRAFO PORTÁTIL

— Acclarix AX2 —

Sistema de ultrasonido portátil y ligero, diseñado para facilitar la realización de estudios ecográficos en diferentes entornos de atención médica. Cuenta con monitor médico LCD de 15,6 pulgadas, pantalla táctil de 10,1 pulgadas, doble batería y estructura en aleación de magnesio, con un peso aproximado de 4,5 kg.

Características

- Sistema de ultrasonido portátil y ligero.
- Monitor médico LCD de 15,6 pulgadas.
- Pantalla táctil de 10,1 pulgadas.
- Monitor plegable hasta 180°.
- Estructura en aleación de magnesio.
- Doble batería con autonomía superior a 2 horas.
- Inicio rápido de aproximadamente 30 segundos.
- Almacenamiento interno de 512 GB.
- Puerto activo para transductor.
- Conectividad USB, HDMI y LAN.

Especificaciones

- Modelo: AX2
- Monitor: LCD médico de 15,6"
- Pantalla táctil: 10,1"
- Ángulo de plegado: Hasta 180°
- Material: Aleación de magnesio
- Peso: Aprox. 4,5 kg
- Batería: Doble batería
- Autonomía: Superior a 2 horas
- Inicio: Aprox. 30 segundos
- Puerto para transductor: 1 activo
- Puertos USB: 3
- Puerto HDMI: 1
- Puerto LAN: 1
- Almacenamiento: 512 GB



Contenido

- Ecógrafo AX2.
- Monitor médico LCD.
 - Pantalla táctil.
 - Doble batería.
- Accesorios según la configuración del equipo.

Consultorios médicos - Clínicas y hospitales - Atención médica ambulatoria