



MASCARA ORONASAL APOYO FRONTAL

BMC - F5



La máscara oronasal (cubre boca y nariz) con apoyo frontal Referencia F5, tiene una estructura simple y peso ligero. Esta máscara se distingue por su innovador marco frontal que se adapta automáticamente a la anatomía del paciente. es un accesorio para ventiladores que suministran ventilación no invasiva (CPAP, BPAP, AUTOCPAP) de presión positiva continua o binivel en las vías respiratorias.

Componentes:

- Almohadilla Oronasal
- Marco
- Arnés

Características Principales:

- Minimiza las fugas de aire, garantizando la libertad de movimiento del paciente.
- Codo giratorio de 360 grados para mayor comodidad durante el uso.
- Orificios de ventilación de última generación, que reducen significativamente el ruido durante la terapia.
- Fácil montaje, desmontaje y limpieza debido a su diseño que consta de cojín y marco principal únicamente.

Especificaciones Técnicas:

- Rango de presión de terapia: 4 a 25 cmH₂O.
- Rendimiento de flujo:
- A 4 cmH₂O: 19 L/min.
- A 9 cmH₂O: 30 L/min.
- A 15 cmH₂O: 39 L/min.
- A 20 cmH₂O: 46 L/min.
- A 25 cmH₂O: 52 L/min.
- Resistencia: A 50 L/min: 0,2 cmH₂O. - A 100 L/min: 0,8 cmH₂O.
- Materiales: Almohadilla siliconada, libre de látex.
- Registro Sanitario: Este producto cuenta con el registro sanitario INVIMA 2011DM-0007704, lo que garantiza su calidad y cumplimiento de normativas de salud.

Esta Máscara oronasal con apoyo frontal, Referencia F5, ofrece una solución efectiva y cómoda para pacientes que requieren terapia de presión positiva en las vías respiratorias, brindando calidad y facilidad en su uso.