

## MONTURA DE PRUEBA ALUMINIO



La montura de prueba es el modelo clásico reconocido a nivel mundial con todas las funciones necesarias de ajuste ergonómico para realizar el examen subjetivo más completo tal como son distancia pupilar, inclinación y longitud de brazos y posición de nariguera. La montura de prueba esta hecha de aluminio, lo cual la hace de calidad superior y mayor resistencia al uso diario, manteniendo un peso razonable para comodidad del paciente.

- Distancia pupilar: 48 a 80mm
- Ángulo de los brazos: 35° (30° hacia arriba y 5° hacia abajo)
- Longitud de los brazos: 35mm ajustable
- Longitud de la nariguera: 14mm ajustable
- Eje: 0 – 180° – Peso: 100g
- Cantidad de lentes en el frente: 3
- Cantidad de lentes por detras: 1
- Material: Aluminio