

MONTURA DE PRUEBA EN PASTA



La montura de prueba para realizar pruebas rápidas o afinación con pocos lentes. Permite el ajuste axial de los lentes. La montura de prueba viene con distancia pupilar fija disponible en varias medidas. Es la montura de prueba más liviana disponible en el mercado.

- – Distancia pupilar: Fija (Disponible en 64mm y 58mm)
- – Ángulo de los brazos: No son ajustables
- – Longitud de los brazos: No es ajustable
- – Eje: 0 – 180°
- – Cantidad de lentes en el frente: 3
- – Cantidad de lentes por detrás: 0
- – Material: Plástico