

OCCLUSOR CON BARRA DE MADUX



El ocluser con Maddox OC-200 de fabricación nacional es un instrumento sencillo y compacto con un diseño estilizado y más atractivo que otros productos. Está hecho en material de alta resistencia y color negro con un mango de tamaño suficiente para permitir la fácil manipulación por parte del paciente o del profesional. Incluye un lente rojo de Maddox para medición de forias laterales y verticales en visión cercana y distante con ayuda de prismas adicionales.

- Especificaciones:
- Material: Acrílico
- Longitud: 220 mm
- Diámetro de la zona de oclusión: 65mm