



RECOLECTOR DE CORTO PUNZANTES GUARDIAN DICO

Registro Sanitario

No Requiere

Usos

Recolección Segura de Elementos Cortopunzantes que puedan dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. como: Lancetas, cuchillas, Agujas, Pipetas, Limas, Laminas, Hojas de Bisturí.

Composición

Polipropileno de Alta Resistencia y colorantes organicos para que en la incineración no contaminen.

Características por Atributos

Resistentes al impacto, su color Rojo indica alto Riesgo Biológico, el color Amarillo indica atención y Prevención; Tapa y contra tapa de seguridad diseñada para garantizar el cierre hermético y definitivo, y debidamente Rotulado de acuerdo al tipo de desechos biológicos. Resistencia a la punción 12.5 Newton. No contienen metales pesados como el Cadmio, el Cromo o el Plomo ni otro gas peligroso. NO CONTIENE PVC.

Presentacion e identificación Comercial

Dimensiones Cuerpo del Recolector 2.9Lt. Diametro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 24cm

Dimensiones Cuerpo del Recolector 1.5Lt. Diametro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 14cm

Dimensiones Cuerpo del Recolector 0.5Lt. Diametro superior: 8cms, inferior: 7cm, altura: 14cm

Presentacion Comercial

Empaque : Caja x 100 und para los de 1.5 y 2.9

Caja x 150 und para los de 0.5

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- * Consérvese en un lugar fresco y seco
- * Uso para un solo paciente

