



## TENSIÓMETRO ANÁLOGO GMD

### CLASSIC GMD

Su mecanismo interno debidamente ajustado ofrece al profesional de la salud una medición de la presión arterial confiable y precisa para realizar un diagnóstico idóneo. Está fabricado con materiales resistentes que proporcionan más ciclos de uso.

 Para estudiantes y profesionales de la salud	 Reloj de fácil lectura
 Manómetro resistente a golpes	 Brazalete fabricado en nailon
 Práctica maleta fabricada en nailon	 Manómetro fabricado en aleación de aluminio
 Servicio al cliente	 <b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>



#### COLORES

GMD20-T10	GMD20-T18
GMD20-T11	GMD20-T20
GMD20-T13	GMD20-T4
GMD20-T15	GMD20-T8
GMD20-T17	

SKU	D011D02241 - D011D02242 - D011D02243 - D011D02230 - D011D02231 - D011D02232 - D011D02229 - D011D02260 - D011D02233 - D011D02228
Dimensiones caja master	57cm x 38 cm x 39 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	19 kg
Peso bruto caja master	19,5 kg
Dimensión caja primaria	18,5 cm x 11 cm x 7,5 cm
Peso neto unidad	0,38 kg
Largo del brazalete	Pera - vejiga 48 cm / manómetro - tubo vejiga 48 cm
Diámetro del manómetro	5,3 cm
Diámetro del dial	4,6 cm
Alcance medición presión	0 - 300 mmHg
<b>Clasificación de riesgo</b>	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2020DM-0021211 - 2017DM-0015978 - 2017DM-0016962