

TEST DE LA MOSCA



Rango Total de Evaluación: 4800 hasta 20 Segundos de Arco

- 1era Sección: Estereopsis gruesa: 4800 Segundos de Arco
- 2da Sección: Estereopsis media y fina: 400 hasta 20 Segundos de Arco
- 3ra Sección: Estereopsis para niños: 400, 200 y 100 Segundos de Arco
- Incluye: Gafas polarizadas para adultos
- La parte posterior incluye las respuestas a todas las pruebas de estereopsis.
- La nueva tecnología de impresión evita las pistas monoculares.