

UNIDAD OFTÁLMICA WB-800/EQ



- Tamaño de la unidad 110x125x170 cms.
- Tamaño de la mesa: 97x50x2.5 cms.
- Rango de rotación de la mesa 90°, tamaño 40*30*2.5cms.
- Rango de oscilación de sobremesa movable $\pm 180^\circ$.
- Rango de oscilación del brazo del forofter 90°.
- Altura del proyector 150cms.
- Capacidad de carga de la silla 440 - 550 lbs (200 - 250 kg).
- Tamaño de la gaveta 54*38*6.5cms.
- Rango de elevación de la silla 20 cms.
- Lámpara LED (24V, 3W).
- Voltaje eléctrico AC: 220V/6W AC: 110V.
- Peso 240 Kgs. 3 bultos.
- Medidas: 100x60x10 cms/ 50*30/10cms/60*40*10cm.