

ÁRBOL UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA



- Motor con capacidad de carga de 220 Kilogramos
- Opción de manejar desde la unidad la luz de su consultorio
- Columna en estructura metálica con cuatro tomas y polo a tierra
- Motor con capacidad de carga de 220 Kilogramos
- Tapicería en cordobán de alta calidad. Colores a elección del cliente
- Brazos para queratómetro o lámpara de hendidura, proyector, y forópter
- Descansabrazos abatibles para facilitar el acceso del paciente a la unidad
- Función de «Final de Consulta» que apaga todos los equipos y baja la silla
- Silla reclinable o fija con sistema de ascenso y descenso Elevación total de 28 cm.
- Tablero de control con diseño moderno e intuitivo para el uso de la unidad y los equipos
- Lámpara de iluminación con brazo escualizable y graduación de intensidad desde el tablero