

## CAJA DE PRUEBA X 104 LENTES ARO METAL



- Esferas: + y – 0.25 hasta + y – 2.00 en pasos de 0.25
- y – 2.50 hasta + y – 4.50 en pasos de 0.50
- y – 5.00 hasta + y – 8.00 en pasos de 1.00
- y – 10.00
- Cilindros: + y – 0.25 hasta + y – 0.75 en pasos de 0.25
- y – 1.00 hasta + y – 3.00 en pasos de 1.00
- Prismas: 0.5 y 1
- Auxiliares: – Ocluser
- Filtro Rojo
- Estenopéico (Pin Hole)
- Hendidura
- Blanco opaco
- Cilindro Cruzado